

遠心機

Centrifugal
Separator



キーワード	遠心分離
解決可能な課題	懸濁液などの成分の分離。
機能・仕様	エッペンドルフ社製 遠心機5804（冷却機能なし） スイングローター付、15 ml ならびに50 ml 遠沈管用アダプターあり。スイングローターのため最大回転数は5000 rpm。
利用方法	15 ml、50 ml 遠沈管に試料を入れて使用する。試料の入ったチューブの重量はできるだけ一致させ、チューブは回転軸ならびにスイング軸に対称に配置することが必要。
使用例	・微粒子材料の洗浄過程における粒子と液体の分離
責任者 (連絡先)	物質工学分野研究室(界面制御プロセス) 柳瀬明久 准教授 内線: 845、 e-mail: ayanase@toyota-ti.ac.jp